

## Vortex, Mediplast AB

<b>In- och utandningsventil</b>	Ja, tydlig.
<b>Återkoppling vid inhalation</b>	Inga ljud. Andningsventilen rör sig.
<b>Rengöring i hemmet</b>	Kokbar. Validerad för diskmaskin i hemmet.
<b>Rengöring i sjukvårdsmiljö</b>	Enligt nordiska riktlinjer - diskdesinfektor med 95 grader sista minuten, även munstyckedelen, kan diskas upp till 30 gånger. Standardmasker kan ej desinfekteras i sjukvårdsmiljö.
<b>Hållbarhet i hemmet</b>	Tolv månader enligt manual vid daglig användning i hemmet.
<b>Hållbarhet i sjukvårdsmiljö</b>	Kan diskas i diskdesinfektor upp till 30 gånger.
<b>Finns flera varianter av andningsbehållare?</b>	Nej.
<b>Mask eller munstycke</b>	Mask förskrivs separat. Utbytbar munstyckedel.
<b>Maskstorlekar (kan beställas separat)</b>	Barnmask Nyckelpiga 0–2 år Barnmask Groda från 2 år Vuxenmask – dessa kan ej rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor, rekommenderas därför inte för sjukvårdsmiljö.
<b>Tillbehör</b>	VORTEX munstycke – 10-pack.  Separat handtag kan beställas från företaget vid svårigheter att trycka på spray-inhalatorn.
<b>Användarvänlighet</b>	Få delar, lätt att ta isär. Ogenomskinligt hölje varför det inte går att se spraydosen. Handtag finns för enklare dosering av spray.

